

Relojes avisadores

**70006 Reloj Avisador Digital**

- Formato de bolsillo.
- Imán y soporte sobremesa.
- Display LCD 35x11 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Contador de 1 seg. a 24 horas.
  - Reloj: 24 horas.
  - Cronómetro: 1 seg.-24 horas.
- 1 memoria y 1 alarma.
- Dimensiones: 67x25x52 mm.



**70002 Reloj Avisador Digital DUAL**

- Formato de sobremesa.
- Imán y soporte sobremesa.
- Display LCD 62x38 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Contador de 1 seg. a 24 horas.
  - Reloj: 24 horas.
  - Cronómetro: 1 seg.-24 horas.
- 2 memorias y 2 alarmas.
- Dimensiones: 105x28x90 mm.

**70008 Reloj Avisador Digital TRIPLE**

- Formato de sobremesa.
- Imán y soporte sobremesa.
- Display LCD 62x38 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Contador de 1 seg. a 24 horas.
  - Reloj: 24 horas.
  - Cronómetro: 1 seg.-24 horas.
- 3 memorias y 3 alarmas.
- Dimensiones: 65x22x86 mm.



**70004 Reloj Avisador Digital**

- Formato de bolsillo.
- Imán y soporte sobremesa.
- Display LCD 49x21 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Contador de 1 seg. a 24 horas.
  - Reloj: 24 horas.
  - Cronómetro: 1 seg.-24 horas.
- 4 memorias y 4 alarmas.
- Dimensiones: 71x21x60 mm.



**70001 Reloj Avisador de 60 minutos**

- Alarma avisadora.
- De sobremesa o pared.
- 0-60 minutos.

