

Sillas altas con elevación a gas, aro reposapiés regulable

- Altura del asiento regulable a gas entre 460 y 650mm.
- Aro reposapiés de aluminio pintado regulable en altura.
- Se suministran con ruedas de 50mm (topes deslizantes mismo precio).



73601 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm Ø

- Tapizado en PVC negro, ignífugo transpirable.

73600 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm Ø

- Tapizado 100% PP antiestático, color azul u otro a elección.

73611 Silla con respaldo y asiento anatómico

- Tapizado en PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.

73610 Silla con respaldo y asiento anatómico

- Tapizado 100% PP antiestático, color azul u otro a elección.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.

73612 Silla con respaldo y asiento regulable profundidad

- Tapizado en goma inyectada de poliuretano flexible negro.
- Respaldo de contacto permanente.

Sillas altas con elevación a gas

- Altura del asiento regulable a gas entre 550 y 670mm.
- Aro reposapiés en tubo de acero.
- Se suministran con ruedas de 50mm (topes deslizantes mismo precio).



73641 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm Ø

- Tapizado en PVC negro, ignífugo transpirable.

73640 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm Ø

- Tapizado 100% PP antiestático, color azul u otro a elección.

73651 Silla con respaldo y asiento anatómico

- Tapizado en PVC negro, ignífugo transpirable
- Respaldo regulable en altura y profundidad

73650 Silla con respaldo y asiento anatómico

- Tapizado 100% PP antiestático, color azul u otro a elección.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.

73652 Silla con respaldo y asiento regulable profundidad

- Tapizado en goma inyectada de poliuretano flexible negro.
- Respaldo de contacto permanente



Taburetes de laboratorio

- Estructura metálica de tubo de acero redondo con 5 patas.
- Asiento redondo de 330mm Ø y aro reposapiés.
- Altura del asiento regulable hasta 700mm.

73505 Taburete regulable en altura por husillo

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.

73504 Taburete regulable en altura por husillo

- Tapizado polipropileno negro.

73506 Taburete regulable en altura a gas

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.

73507 Taburete regulable en altura a gas

- Tapizado polipropileno negro.



Sillas super altas con elevación a gas

- Altura del asiento regulable a gas entre 630 y 820mm.
- Aro reposapiés en tubo de acero.
- Se suministran con topes deslizantes.

73666 Silla superalta sin respaldo asiento redondo 350mm Ø

- Tapizado en PVC negro, ignífugo transpirable.

73668 Silla superalta con respaldo asiento anatómico

- Tapizado en PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.



73668

Taburetes para laboratorios en salas limpias

- Adecuados para laboratorios biológicos S1, S2 y S3.
- Adaptado para sala limpia clase 3 según DIN EN ISO 14644-1.
- Adaptado para Clase 1 según US Federal Estándar 209E.
- Para uso en laboratorio de industria farmacéutica, investigación, tecnología médica, biotecnología BSL1, 2 y 3.
- Cumplimiento de la norma DIN 68877 y GS.
- Diseño sin huecos de fácil limpieza.
- Lavable y resistente a desinfectantes.
- Asiento regulable en altura en continuo.
- Asiento en cuero sintético o espuma integral en color blanco.
- Otros colores disponibles: azul, gris, menta, negro y rojo.

73626 Taburete sin respaldo

- Con base redonda con 5 ruedas.
- Altura regulable del asiento a gas entre 450 y 650mm.

73628 Taburete con respaldo y ruedas

- Base forma estrella con 5 ruedas.
- Regulación de altura del respaldo.
- Altura regulable del asiento a gas entre 400 y 510mm.

73629 Taburete con respaldo y ruedas

- Base forma estrella con deslizadores y reposapiés.
- Regulación de altura del respaldo.
- Altura regulable del asiento a gas entre 550 y 800mm.

73624 Silla baja con ruedas

- Altura regulable del asiento a gas entre 450 y 650mm.
- Tapizado color azul, clip para etiqueta identificativa.
- Superficie antibacteriana.

73625 Silla alta con ruedas autofrenadas y reposapiés

- Altura regulable del asiento a gas entre 460 y 810mm.
- Tapizado color azul, clip para etiqueta identificativa.
- Superficie antibacteriana.



73626



73628



73629