


## Contadores diferenciales manuales con teclas para contaje de células

- Contadores diferenciales manuales con teclas para contaje de células.
- Imágenes gráficas representativas en cada pantalla para:
  - 70015: BASO-EOSIN-MYELO-JUVEN-MONO con 6 pantallas con 3 dígitos.
  - 70017: BASO-EOSIN-MYELO-JUVEN-MONO-MYELO-JUVEN-STAB con 9 pantallas.
- Pantallas de contaje hasta 999 y totalizador final hasta 999.
- Señal acústica cada 100 contajes y puesta a cero por mando lateral.
- Construcción exterior en ABS de gran resistencia.

● 70015



● 70017



**70015 Contador con 5 teclas y 6 pantallas hasta 999 198,00 €**

- Dimensiones: 250x80x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 500g.

**70017 Contador con 8 teclas y 9 pantallas hasta 999 228,20 €**

- Dimensiones: 320x80x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 650g.

## Contadores diferenciales manuales con botones para contaje de células

- Controlados por microprocesador con 9 pantallas digitales.
- 8 ventanas para contaje de 3 dígitos y ventana final con totalizador.
- Imágenes gráficas en cada ventana para: BASO-EOSIN-MYELO-JUVEN-STAB-SEG-LYMPH y MONO, con pantalla hasta 999 contajes por ventana.
- Señal acústica cada 100 contajes.
- Botones secuenciados rojos y blancos para mayor comodidad.
- Funciones de cálculo de %, puesta a cero, aumentar y disminuir.
- Permite ajustar el contraste y controlar la energía de la batería.
- El modelo 70029 dispone de salida RS232 para conexión a impresora y permite guardar los datos en tarjetas SD.
- Dimensiones: 245x94x48mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 350g.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

● 70028



**70028 Contador diferencial 8 teclas 238,00 €**

**70029 Contador diferencial 8 teclas con RS232 278,00 €**

## Contador electrónico

- Con 8 unidades para contaje y totalizador.
- Las 8 teclas representan los grupos normales de leucocitos con las denominaciones: BASO., EOSIN., SEG., LYMPH., MONO., MYELO., JUVEN., STAB.
- La pulsación en cada tecla añade una unidad en la ventana correspondiente y en el totalizador.
- Pantalla de 0 a 999.
- Un aviso sonoro actúa cuando el totalizador contabiliza una centena (100, 200,...).
- Función correctora con pulsador.
- Función de puesta a cero.
- Función Lock.
- Peso: 1,3Kg.
- Voltaje: 220V/50Hz.

● 70028

● 70010

● 70025



**70018 Contadores electrónicos 415,90 €**

## Contador manual de 4 dígitos hasta 9999

- Contaje por pulsador y puesta a cero por manecilla.
- Peso: 35g.

**70010 Contador 4 dígitos manual 9,90 €**

**70025 Contador 5 dígitos digital 22,00 €**