

Contadores manuales


● 70015



- Contador diferencial para contaje de células de 5 u 8 teclas con totalizador.
- Las 5 u 8 teclas representan los grupos normales de leucocitos con las denominaciones: BASO., EOSIN., SEG., LYMPH., MONO (70015) y añade MYELO., JUVEN., STAB... (70017). Cada tecla tiene el nombre y la representación gráfica de su particular célula.
- Pantalla de 0 hasta 999 en cada una de las ventanas correspondientes a cada tecla.
- Señal acústica que se activa al contar 100 células (100, 200).
- Puesta a cero mediante los mandos laterales.
- Peso: 0,95Kg (70015) y 1,25Kg (70017).

70015 Contador diferencial 5 teclas

● 70017



70017 Contador diferencial 8 teclas

Contadores manuales 4 dígitos



● 70020



● 70010

- Contador de 4 dígitos hasta 9999.
- Contaje mediante pulsador.
- Puesta a cero por manecilla.
- Peso aproximado 35g.

70010 Contador 4 dígitos

70020 Contador 4 dígitos color rojo

Contadores manuales 5 dígitos electrónico

● 70025




- Contador de 5 dígitos hasta 99.999.
- Pantalla LCD.
- Contaje mediante pulsador y puesta a cero.
- Dimensiones: 48mm Ø.
- Peso aproximado 28g.

70025 Contador digital 5 dígitos

Contador electrónico

● 70018



- Con 8 unidades para contaje y totalizador.
- Las 8 teclas representan los grupos normales de leucocitos con las denominaciones: BASO., EOSIN., SEG., LYMPH., MONO., MYELO., JUVEN., STAB.
- La pulsación en cada tecla añade una unidad en la ventana correspondiente y en el totalizador.
- Pantalla de 0 a 999.
- Un aviso sonoro actúa cuando el totalizador contabiliza una centena (100, 200,...).
- Función correctora con pulsador.
- Función de puesta a cero.
- Función Lock.
- Peso: 1,3Kg.
- Voltaje: 220V/50Hz.

70018 Contadores electrónicos