

Evaporadores rotativos

Evaporadores rotativos

- Pantalla digital LCD para visualizar la velocidad de rotación y la temperatura.
- Velocidad regulable: 20-280rpm.
- Rotación a intervalos con cambio de dirección.
- Superficie de enfriamiento de 1500cm² con condensador patentado.
- Elevador motorizado con ajuste de altura hasta 150mm.
- Salida USB para poder controlar el evaporador vía PC.
- Sistema de cierre patentado con doble resorte.
- Doble recubrimiento de PTFE para un excelente sellado y resistencia.
- Baño incluido de 5 litros.
- Temperatura regulable hasta 180°C (precisión ± 1°C).
- Sistema de seguridad por sobrettemperatura del baño a 220°C.
- Temporizador programable entre 1 y 999 minutos.
- Juego de vidrio borosilicato incluido con condensador y matraz de evaporación de 1 litro.
- Clase de protección IP20.
- Potencia: 1400W.
- Dimensiones Ancho x Fondo x Alto: 4575x465x583mm.
- Peso: 15Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.

23210 Evaporador rotativo RE100-PRO

- Con juego de vidrio borosilicato y baño de 5 litros.

Lan
Optics



● 23120

Accesorios

23126	Juego de vidrio vertical completo
23125	Juego de vidrio vertical con recubrimiento completo
23127	Conector para matraz de 29/32 a 24/29
23128	Conector para matraz de 29/32 a 19/26
23129	Conector para matraz de 29/32 a 14/23
23142	Antiespuma 250ml conexión 29/32
23143	Tubo vapor de conexión 29/32
23144	Junta PTFE
23145	Tapón de cierre
23130	Matraz para recepción 100ml (35/20)
23131	Matraz para recepción 250ml (35/20)
23133	Matraz para recepción 500ml (35/20)
23134	Matraz para recepción 1000ml (35/20)
23135	Matraz para recepción 2000ml (35/20)
23136	Matraz de evaporación 100ml (29/32)
23137	Matraz de evaporación 250ml (29/32)
23138	Matraz de evaporación 500ml (29/32)
23139	Matraz de evaporación 1000ml (29/32)
23141	Matraz de evaporación 2000ml (29/32)
23146	Bomba de diafragma C410
23147	Controlador de vacío DVR-380
23148	Regulador de vacío para DVR-380
23149	Circulador F250 -10°C...+40°C



● 23146



● 23149

Evaporadores gran capacidad 5, 10, 20 y 50 litros

- Evaporadores de gran capacidad.
- Matraces de evaporación de 5, 10 o 20 litros.
- Matraces de recepción de 3, 5, 10 y 20 litros.
- Baños con elevador eléctrico.
- Capacidad de evaporación 2, 3, 5 y 9 litros/hora (agua).
- Capacidad de evaporación 4, 6,5, 11 y 19 litros/hora (alcohol).
- Velocidad de rotación: 10-140rpm.
- Superficie de enfriamiento: 2.700cm² - 6.500cm² - 11.500cm².

Evaporador 1005

- Matraz de evaporación: 5 litros.
- Matraz de recepción: 3 litros.
- Velocidad: 10-140 rpm

Evaporador 1020

- Matraz de evaporación: 20 litros.
- Matraz de recepción: 10 litros.
- Velocidad: 10-140 rpm.

