

### Imanes para agitación

- Imanes recubiertos de teflón de excelente resistencia química y física.
- **Forma oval:** idóneos para uso en fondo redondo.
- **Forma octogonal con anillo central:** para bases irregulares.
- **Forma cilíndrica:** de uso general.

Ref.	Forma	Dimensiones Longitud x Ø	Importe
70110	Oval	10x4mm	1,90 €
70115	Oval	15x5mm	2,40 €
70120	Oval	20x7mm	2,80 €
70125	Oval	25x8mm	2,90 €
70130	Oval	30x8mm	3,70 €
70135	Oval	35x8mm	4,40 €
70140	Oval	40x8mm	4,45 €
70150	Oval	50x8mm	5,30 €
70170	Oval	70x10mm	15,50 €

Ref.	Forma	Dimensiones Longitud x Ø	Importe
70310	Cilíndrico	10x4mm	1,00 €
70315	Cilíndrico	15x5mm	1,30 €
70320	Cilíndrico	20x7mm	1,70 €
70325	Cilíndrico	25x8mm	1,94 €
70330	Cilíndrico	30x8mm	2,36 €
70340	Cilíndrico	40x8mm	3,20 €
70350	Cilíndrico	50x8mm	3,80 €
70365	Cilíndrico	65x8mm	6,20 €
70358	Varilla recoge imanes		11,70 €

Ref.	Forma	Dimensiones Longitud x Ø	Importe
70208	Octogonal	8x5mm	1,20 €
70210	Octogonal	10x8mm	1,20 €
70215	Octogonal	15x6,5mm	1,50 €
70220	Octogonal	20x6,5mm	1,70 €
70225	Octogonal	25x7,5mm	2,08 €
70227	Octogonal	27x7,5mm	2,92 €
70230	Octogonal	30x7,5mm	2,36 €
70235	Octogonal	35x7,5mm	3,24 €
70240	Octogonal	40x7,5mm	3,85 €
70245	Octogonal	45x10mm	4,13 €
70250	Octogonal	50x10mm	4,69 €
70260	Octogonal	60x10mm	8,50 €
70265	Octogonal	65x10mm	8,50 €
70270	Octogonal	70x10mm	8,52 €
70280	Octogonal	80x10mm	8,70 €
70299	Octogonal	100x10mm	10,50 €



### Imanes triangulares

- Efectivo para disoluciones sólidas y agitación de sedimentos.
- Gran estabilidad.

Referencia	Forma	Longitud x Ø	Importe
70402	Triangular	12x6 mm	1,62 €
70404	Triangular	25x8 mm	1,78 €
70406	Triangular	35x9 mm	2,70 €
70408	Triangular	50x12mm	3,75 €

### Imanes con cruz

- Circulares con base plana y cruz o en forma de cruz.
- Para recipientes redondos, tubos, etc.

Referencia	Forma	Ø x Altura	Importe
70412	Circular+cruz	30x12mm	4,20 €
70414	Circular+cruz	40x14mm	8,25 €
70416	Cruz	25x8mm	2,52 €
70418	Cruz	50x15mm	9,00 €

### Imanes "Giant" para recipientes de grandes dimensiones

#### Giant

Referencia	Forma	Longitud x Ø	Importe
70422	Cilíndrica	120x12mm	20,70 €
70423	Cilíndrica	165x12mm	28,85 €
70424	Con Pivote	108x24mm	34,40 €
70425	Con Pivote	159x24mm	40,70 €
70426	Triangular	110x36mm	43,00 €
70427	Triangular	136x36mm	53,40 €

### 70420 Estuche con 24 imanes de colores con pivote 77,45 €

- 3 imanes (uno por cada color) de cada medida largo x Ø mm:
  - 13x3mm, 13x8mm, 15x8mm, 22x8mm, 25x8mm, 38x8mm, 51x8mm y 75x13mm.
- Colores: amarillo, rojo y azul.