

Incubadores refrigerados



51043 Incubador refrigerado FOC 120E Connect 2.084,00 €

- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Software opcional, para registro de datos y documentación, con transmisión de datos inalámbrica.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Capacidad: 120 litros.
- Dos tomas de corriente internas.
- Temperatura regulable desde 3°C...50°C.
- Estabilidad y homogeneidad: $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
- Conexión PC inalámbrica.
- Nº estantes incluidos: 2.
- Potencia 120W.
- Dimensiones exteriores: 540x550x905mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 36Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 51043

51143 Incubador refrigerado FOC 120I Connect 2.317,00 €

- Con puerta interior transparente.
- Resto de características como referencia 51043.



● 51143

51040 Incubador refrigerado FOC 200E Connect 2.370,00 €

- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Software opcional, para registro de datos y documentación, con transmisión de datos inalámbrica.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Capacidad: 200 litros.
- Dos tomas de corriente internas.
- Temperatura regulable desde 3°C...50°C.
- Estabilidad y homogeneidad: $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
- Conexión PC inalámbrica.
- Software Tempsoft opcional.
- Nº estantes incluidos: 3.
- Dimensiones exteriores: 540x600x1263mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 46,3Kg.
- Potencia 400W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 51040

51140 Incubador refrigerado FOC 200I Connect 2.636,00 €

- Con puerta interior transparente.
- Resto de características como referencia 51040.



● 51140

Accesorios

12025	Estante adicional para FOC 120 y FOC 200	44,00 €
12020	Software Incubation Soft para control por PC Rampas de tiempo y temperatura, alarmas, gráficos, registros y documentación conforme GLP (incluye cable RS485)	421,00 €
12021	Manual IQ-OQ	292,50 €



● 51043

● 51143

● 51040

● 51140

Modelo	FOC 120E Connect	FOC 120I Connect	FOC 200E Connect	FOC 200I Connect
Referencia	51043	51143	51040	51140
Volumen total litros	120	120	200	200
Tomas corriente internas	2	2	2	2
Auto tuning	Si	Si	Si	Si
Temperatura	regulable 3°C...50°C	regulable 3°C...50°C	regulable 3°C...50°C	regulable 3°C...50°C
Estabilidad temperatura	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C
Homogeneidad	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C
Nº equipos DBO 6 plazas	3	2	4	4
Nº equipos DBO 10 plazas	2	1	2	1
Conexión PC	Inalámbrica	Inalámbrica	Inalámbrica	Inalámbrica
Software para PC	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Puerta interior	No	Si	No	Si
Nº estantes incluidos	2	2	2	3
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	540x550x905	540x550x905	540x600x1263	540x600x1263
Peso	36Kg	36Kg	46,3Kg	46,3Kg
Potencia	120W	120W	400W	400W
Voltaje	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Importe	2.084,00 €	2.317,00 €	2.370,00 €	2.636,00 €



● 51240

51240 Incubador refrigerado FOC 200IL con iluminación 3.931,00 €

- Aplicaciones: crecimiento de plantas, germinación de semillas, cultivo de plantas, insectos, bacterias,...
- Con puerta interior transparente.
- Iluminación interior LED, con 6 líneas colocadas horizontalmente en la parte inferior de cada estante.
- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Capacidad: 215 litros.
- Toma de corriente interna (2 unidades).
- Temperatura regulable desde 3°C...50°C.
- Estabilidad y homogeneidad: ± 0,5°C.
- Conexión PC inalámbrica.
- Software Tempsoft opcional, para control por PC y documentación.
- Nº estantes incluidos: 3 (dos con sistema de iluminación).
- Potencia 400W.
- Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto: 540x550x1300mm.
- Peso: 46,3Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Accesorios

12020	Software Incubation Soft para control por PC Rampas de tiempo y temperatura, alarmas, gráficos, registros y documentación conforme GLP (incluye cable RS485)	421,00 €
12021	Manual IQ-OQ para incubadores	292,50 €
12025	Estante adicional para FOC 120 y FOC 200	44,00 €

Incubadores: estufas refrigeradas de precisión

Estufa refrigerada Serie IB +4°C hasta +60°C

- Incubadores refrigerados Serie IB rango de temperatura: +4°C hasta + 60°C.
- Control por microprocesador, con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Estabilidad: $\pm 0,1^\circ - 0,2^\circ\text{C}$.
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ (XT-IB150) y $\pm 2,0\%$ (XT-IB250).
- Ventana de vidrio para visualizar el interior del incubador.
- Interior en acero inoxidable AISI 304, exterior acero recubierto de epoxi.
- Programador horario hasta 99h. y 59 min.
- Orificio lateral para entrada/salida de conexiones.
- Con iluminación interior.
- 2 estantes incluidos en el modelo de 150 litros (capacidad: 5).
- 3 estantes incluidos en el modelo de 250 litros (capacidad: 7).
- Con ruedas.
- **Opcional:** Interfaz RS232/485.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V-50-60Hz o 120V/60Hz).



● 509882

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Cap.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Cap. Bandejas	Consumo W	Importe
				Exteriores	Interiores			
509881	XT-IB150	4°C/60°C	150L	705x620x1090	550x450x615	5	450	2.140,00 €
509882	XT-IB250	4°C/60°C	250L	705x620x1490	550x450x1015	7	450	2.690,00 €

Estufa refrigerada Serie ID -10°C hasta +60°C

- Incubadores refrigerados Serie ID rango de temperatura: -10°C hasta + 60°C.
- Control por microprocesador, con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Estabilidad: $\pm 0,1^\circ - 0,2^\circ\text{C}$.
- Uniformidad $\pm 2,0\%$ (XT-ID150) y $2,5\%$ (XT-ID250).
- Interior en acero inoxidable AISI 304, exterior acero recubierto de epoxi.
- Programador horario hasta 99 h. y 59 min.
- Orificio lateral para entrada/salida de conexiones.
- Con iluminación interior.
- 2 estantes incluidos en el modelo de 150 litros (capacidad: 5).
- 3 estantes incluidos en el modelo de 250 litros (capacidad: 7).
- Con ruedas.
- **Opcional:** Interfaz RS232/485.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V-50-60Hz o 120V/60Hz).



● 509892

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Vol.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Cap. Bandejas	Consumo W	Importe
				Exteriores	Interiores			
509891	XT-ID150	-10°C/60°C	150L	705x620x1090	550x450x615	5	450	2.898,00 €
509892	XT-ID250	-10°C/60°C	250L	705x620x1490	550x450x1015	7	450	3.410,00 €

Accesorios para Serie IB y Serie ID

509701	Interfaz RS 232	91,00 €
509702	Interfaz RS 485	99,00 €
509703	Programación con rampas de temperatura	Consultar
509722	Bandeja para incubador 150 litros	131,00 €
509723	Bandeja para incubador 250 litros	131,00 €