



**El departamento de proyectos de laboratorio de LABOLAN se pone a su servicio para diseñar su laboratorio, conforme a las necesidades que se requieran en cada caso particular.**



Solicite nuestro catálogo de mobiliario modular INDELAB.

Diseño, desarrollo, fabricación y montaje certificado bajo la norma ISO 9001 e ISO 14001.





## Mesas murales para laboratorio de 900mm de altura



- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.

### Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, vidrio templado, gres monolítico, etc.
- Módulos estándar de 600 o 750mm de profundidad (otras dimensiones bajo solicitud).
- Accesorios opcionales: montantes con baldas o muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
<b>98120750</b>	1200x750x900mm	HPL	<b>432,00 €</b>
<b>98150750</b>	1500x750x900mm	HPL	<b>532,00 €</b>
<b>98180750</b>	1800x750x900mm	HPL	<b>627,50 €</b>
<b>99120750</b>	1200x750x900mm	TPL	<b>490,00 €</b>
<b>99150750</b>	1500x750x900mm	TPL	<b>604,00 €</b>
<b>99180750</b>	1800x750x900mm	TPL	<b>714,00 €</b>
<b>98120600</b>	1200x600x900mm	HPL	<b>411,00 €</b>
<b>98150600</b>	1500x600x900mm	HPL	<b>505,50 €</b>
<b>98180600</b>	1800x600x900mm	HPL	<b>596,10 €</b>
<b>99120600</b>	1200x600x900mm	TPL	<b>465,50 €</b>
<b>99150600</b>	1500x600x900mm	TPL	<b>574,00 €</b>
<b>99180600</b>	1800x600x900mm	TPL	<b>678,00 €</b>

## Mesas centrales para laboratorio de 900mm de altura



- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.

### Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, vidrio templado, gres monolítico, etc.
- Módulos estándar de 600 o 750mm de profundidad (otras dimensiones bajo solicitud).
- Accesorios opcionales: montantes con baldas o muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
<b>94120150</b>	1200x1500x900mm	HPL	<b>864,00 €</b>
<b>94150150</b>	1500x1500x900mm	HPL	<b>1.064,00 €</b>
<b>94180150</b>	1800x1500x900mm	HPL	<b>1.255,00 €</b>
<b>94125150</b>	1200x1500x900mm	TPL	<b>980,00 €</b>
<b>94155150</b>	1500x1500x900mm	TPL	<b>1.208,00 €</b>
<b>94185150</b>	1800x1500x900mm	TPL	<b>1.428,00 €</b>
<b>94120120</b>	1200x1200x900mm	HPL	<b>822,00 €</b>
<b>94150120</b>	1500x1200x900mm	HPL	<b>1.011,00 €</b>
<b>94180120</b>	1800x1200x900mm	HPL	<b>1.192,20 €</b>
<b>94125120</b>	1200x1200x900mm	TPL	<b>931,00 €</b>
<b>94155120</b>	1500x1200x900mm	TPL	<b>1.148,00 €</b>
<b>94185120</b>	1800x1200x900mm	TPL	<b>1.556,00 €</b>

## Mesas murales con montantes para laboratorio de 900mm de altura

- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.
- Montante mural incluido con doble balda graduable en altura.
- Altura del montante: 200cm que permiten colocar muebles superiores.

### Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Trespa Top Lab Plus de alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, Vidrio templado, Gres monolítico, etc.
- Accesorios opcionales: muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
98220750	1200x750x900mm	HPL	636,00 €
98250750	1500x750x900mm	HPL	784,00 €
98280750	1800x750x900mm	HPL	924,50 €
99220750	1200x750x900mm	TPL	694,00 €
99250750	1500x750x900mm	TPL	856,00 €
99280750	1800x750x900mm	TPL	1.011,00 €

## Mesas centrales con montantes para laboratorio de 900mm de altura

- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.
- Montante mural incluido con doble balda graduable en altura.
- Altura del montante: 200cm, que permiten colocar muebles superiores.

### Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Trespa Top Lab Plus, de alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, Vidrio templado, Gres monolítico, etc.
- Accesorios opcionales: muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
94220750	1200x1500x900mm	HPL	1.109,00 €
94250750	1500x1500x900mm	HPL	1.352,00 €
94280750	1800x1500x900mm	HPL	1.595,00 €
94225750	1200x1500x900mm	TPL	1.225,00 €
94255750	1500x1500x900mm	TPL	1.496,00 €
94285750	1800x1500x900mm	TPL	1.768,00 €
94220600	1200x1200x900mm	HPL	1.067,00 €
94250600	1500x1200x900mm	HPL	1.299,00 €
94280600	1800x1200x900mm	HPL	1.532,00 €
94225600	1200x1200x900mm	TPL	1.176,00 €
94255600	1500x1200x900mm	TPL	1.436,00 €
94285600	1800x1200x900mm	TPL	1.896,00 €

**INDELAB**





**Muebles inferiores bajo mesa y muebles superiores**



- Fabricados en melamina de 19mm, canteados en PVC de 2mm.
- Cajones de alta resistencia fabricados en polipropileno con autocierre.
- Puertas con máxima apertura y estantes regulables.
- Los muebles superiores pueden colocarse en pared o entre montantes.

**Versiones de muebles bajo mesa:**

- **C:** colgados en la estructura metálica y correderos para fijar su posición.
- **R:** con ruedas inferiores.
- **Z:** fijos con zócalo.

**Versiones de muebles superiores:**

- **A:** con puertas abatibles ciegas y estantes regulables.
- **V:** con puertas correderas de vidrio y estantes regulables.
- **S:** sin puertas.

**Muebles bajo mesa**

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
9460451C	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	C	221,90 €
9460452C	600x450x650mm	Cajón/puerta	C	233,00 €
9460453C	600x450x650mm	4 cajones	C	244,00 €
9460451R	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	R	221,90 €
9460452R	600x450x650mm	Cajón/puerta	R	233,00 €
9460453R	600x450x650mm	4 cajones	R	244,00 €
9460451Z	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	Z	237,00 €
9460452Z	600x450x650mm	Cajón/puerta	Z	249,10 €
9460453Z	600x450x650mm	4 cajones	Z	260,10 €

**Muebles superiores**

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
9460454A	900x380x650mm	Puertas ciegas	A	282,00 €
9460455A	1200x380x650mm	Puertas ciegas	A	304,00 €
9460456A	1500x380x650mm	Puertas ciegas	A	324,00 €
9460454V	900x380x650mm	Puertas vidrio	V	303,50 €
9460455V	1200x380x650mm	Puertas vidrio	V	326,00 €
9460456V	1500x380x650mm	Puertas vidrio	V	349,00 €
9460454S	900x380x650mm	Sin puertas	S	232,00 €
9460455S	1200x380x650mm	Sin puertas	S	254,00 €
9460456S	1500x380x650mm	Sin puertas	S	273,60 €

**Mesas de laboratorio bajas de 720mm de altura**

- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.
- Superficies de trabajo.
- HPL: estratificado compacto de alta densidad de 18mm.
- Otras superficies disponibles: TPL, LP, vidrio, granito, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
95120750	1200x750x720mm	HPL	419,00 €
95150750	1500x750x720mm	HPL	516,00 €
95180750	1800x750x720mm	HPL	609,00 €

**Mesas de trabajo bajas con montante**

- Mesas de trabajo bajas con montante con doble balda graduable en altura.
- Permite colocar muebles superiores entre montantes.
- Altura del montante desde el suelo: 2030mm.
- Altura del montante desde la mesa: 1290mm.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
95220750	1200x750x720mm	HPL	623,00 €
95250750	1500x750x720mm	HPL	763,00 €
95280750	1800x750x720mm	HPL	899,70 €



# Mobiliario de laboratorio



## Muebles para mesas murales bajas

- Fabricados en melamina de 19mm, canteados en PVC de 2mm.
- Cajones de alta resistencia fabricados en polipropileno con autocierre.
- Puertas con máxima apertura y estantes regulables.
- Los muebles superiores pueden colocarse en pared o entre montantes.

### Muebles bajo mesa

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
<b>9480451R</b>	600x450x510mm	Puerta/entrepaño	R	<b>218,00 €</b>
<b>9480452R</b>	600x450x510mm	Cajón/puerta	R	<b>225,00 €</b>
<b>9480453R</b>	600x450x510mm	4 cajones	R	<b>234,90 €</b>
<b>9460451Z</b>	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	Z	<b>236,00 €</b>
<b>9460452Z</b>	600x450x650mm	Cajón/puerta	Z	<b>248,00 €</b>
<b>9460453Z</b>	600x450x650mm	4 cajones	Z	<b>259,00 €</b>

### Muebles superiores

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
<b>9460454A</b>	900x350x650mm	Puertas ciegas	A	<b>282,00 €</b>
<b>9460455A</b>	1200x350x650mm	Puertas ciegas	A	<b>304,00 €</b>
<b>9460456A</b>	1500x350x650mm	Puertas ciegas	A	<b>324,00 €</b>

## Mesas móviles con ruedas

- Fabricadas con estructura de acero laminado, recubierta de pintura epoxi.
- Ruedas con freno.
- Con encimera superior en compacto HPL de 18mm.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
<b>96090600</b>	900x600x900mm	HPL	<b>645,00 €</b>
<b>96090750</b>	900x750x900mm	HPL	<b>654,00 €</b>
<b>96120600</b>	1200x600x900mm	HPL	<b>819,00 €</b>
<b>96120750</b>	1200x750x900mm	HPL	<b>828,00 €</b>

Consultar otras dimensiones o superficies de trabajo

## Mesa para residuos

- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Interior con bandeja antivertido, bidón de residuos y embudo.
- Opcional: sensor de nivel con alarmas.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Tipo	Importe
<b>96080600</b>	600x750x900mm	Carga superior	<b>Consultar</b>
<b>96081600</b>	600x750x900mm	Carga frontal	<b>Consultar</b>
<b>96081200</b>	1200x750x900mm	Carga frontal con cuba de lavado	<b>Consultar</b>

## Mesas para balanzas

- Estructura metálica autoportante con elementos de aislamiento y regulación con amortiguadores para vibraciones y choques.
- Zona de trabajo en granito pulido.
- Niveladores.
- Torreta eléctrica opcional.
- Dimensiones exteriores 1000x750x900mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
<b>961001BA</b>	1000x750x900mm	HPL+granito	<b>759,00 €</b>



● 9608600



● 96081200



● 96100BA





**Módulos de lavado**



- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Mueble inferior con puertas.
- Grifo mezclador para agua.
- Superficie de trabajo: acero inoxidable, gres, polipropileno, etc...

**Módulo de lavado FP**

- Dimensiones: 600x750x900mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Cubeta de grandes dimensiones 500x400x300mm (Ancho x Fondo x Alto), en polipropileno con reborde antivertido perimetral.
- Mueble inferior con puerta.
- Grifo de agua mezclador fría/caliente.

**Módulo de lavado FM**

- Dimensiones: 1200x750x900mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Cubeta de grandes dimensiones: 500x400x300mm (Ancho x Fondo x Alto), y escurridor en polipropileno con reborde antivertido perimetral.
- Mueble inferior con dos puertas.
- Grifo de agua mezclador fría/caliente.

**Módulo de lavado FG**

- Dimensiones: 1500x600x900mm (Ancho x Fondo x Alto)
- Cubeta de grandes dimensiones 500x400x300mm (Ancho x Fondo x Alto) y dos escurridores en polipropileno con reborde antivertido perimetral.
- Mueble inferior con tres puertas.
- Grifo de agua mezclador fría/caliente.



Referencia	Modulo lavado	Importe
94110750	FP polipropileno	<b>Consultar</b>
94111200	FM polipropileno	<b>Consultar</b>
94111500	FG polipropileno	<b>Consultar</b>

**Superficies para módulos de lavado**

- Módulos de lavado para colocar en estructuras independientes.
- Disponibles en materiales como: acero inoxidable, gres vitrificado, polipropileno, etc.

**Cubetas**

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo	Superficie	Cubeta Ancho x Fondo x Alto	Importe
73301	150x150mm	Gres vitrificado	105x105x105mm	<b>94,00 €</b>
73302	150x300mm	Gres vitrificado	105x155x105mm	<b>125,00 €</b>
73400	150x150mm	Polipropileno	110x110x130mm	<b>29,00 €</b>
73415	150x300mm	Polipropileno	110x265x130mm	<b>39,00 €</b>
73416	300x300mm	Gres vitrificado	255x255x105mm	<b>195,00 €</b>
73420	600x750mm	Polipropileno	500x400x300mm	<b>328,00 €</b>
73422	600x750mm	Gres vitrificado	500x400x300mm	<b>498,90 €</b>

**Cubetas con escurridor**

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo	Superficie	Cubeta Ancho x Fondo x Alto	Importe
73424	900x650mm	Polipropileno	500x400x300mm	<b>594,00 €</b>
73425	1200x750mm	Polipropileno	500x400x300mm	<b>521,00 €</b>
73430	1500x600mm	Polipropileno	500x400x300mm	<b>564,00 €</b>



# Mobiliario de laboratorio

## Grifería técnica para agua

- Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.
- Revestimiento anticorrosivo de poliamida color RAL 7035.
- Mando de ABS, identificación de fluido según EN-13792.

Referencia	Grifo	Importe
<b>73110</b>	Grifo cuello cisne agua 1 salida, fijo	<b>39,90 €</b>
<b>73111</b>	Grifo cuello cisne agua 1 salida, giratorio	<b>52,20 €</b>
<b>73113</b>	Grifo cuello cisne agua 2 salidas, giratorio	<b>104,00 €</b>
<b>73119</b>	Grifo cuello cisne mezclador fría/caliente, giratorio	<b>83,60 €</b>
<b>73115</b>	Grifo mezclador monomando fría/caliente	<b>165,00 €</b>
<b>73118</b>	Grifo mezclador monomando fría/caliente con ducha extraíble	<b>259,00 €</b>



## Grifería técnica para gas, vacío y aire comprimido de mesa

- Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.

Referencia	Grifo	Importe
<b>73220</b>	Grifo gas 1 salida	<b>44,70 €</b>
<b>73224</b>	Grifo gas 2 salidas 90°	<b>68,80 €</b>
<b>73222</b>	Grifo gas 2 salidas 180°	<b>68,80 €</b>
<b>73320</b>	Grifo vacío 1 salida	<b>44,00 €</b>
<b>73324</b>	Grifo aire comprimido	<b>44,00 €</b>



## Torretas eléctricas

- Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.
- Fabricadas en aluminio con recubrimiento plástico.
- Dos o cuatro tomas tipo Schuko.

Referencia	Grifo	Importe
<b>73901</b>	Torreta con 2 bases	<b>57,90 €</b>
<b>73902</b>	Torreta con 4 bases	<b>84,00 €</b>



## Duchas de emergencia y lavaojos

- Conforme a EN 15154-1 y 2 Y DIN 12918-1.

### 74220 Ducha de emergencia de pie con lavaojos 725,00 €

- Rociador de ducha de gran formato 250mm Ø.
- Antiobstrucción por cal o por humedad.
- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presión.
- Versiones disponibles de pared o de mesa.

### 72212 Lavaojos de emergencia con recogedor para mesa 282,00 €

- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presión.

### 72211 Lavaojos de emergencia sin recogedor para mesa 178,00 €

- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presión.

### 72210 Lavaojos manual sin recogedor para mesa 159,00 €

- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con un rociador de agua a baja presión.



Disponibles lavaojos de suelo y de pared.