


## Relojes avisadores



● 70006

### 70006 Reloj Avisador Digital

- Formato de bolsillo.
- Con imán, pinzas para bolsillo y soporte de mesa.
- Pantalla LCD 35x11 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Reloj: 12/24 horas.
  - Temporizador 23h. 59min. 59s.
  - Cronómetro: 1 seg.-24 horas.
- 1 memoria y 1 alarma por función.
- Dimensiones: 67x20x52 mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Pila incluida LR44



● 70016

### 70016 Reloj Avisador Digital

- Reloj avisador de un canal con alarma.
- Temporizador desde 1s. hasta 99 min. y 59s.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte de mesa.
- Reloj: 12/24 horas.
- Pila incluida.
- Dimensiones: 80x20x70 mm. (Ancho x Fondo x Alto)



● 70008

### 70008 Reloj Avisador Digital TRIPLE

- Formato de sobremesa.
- Imán y soporte sobremesa.
- Pantalla LCD 62x38 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Contador de 1 seg. a 24 horas.
  - Reloj: 24 horas.
  - Cronómetro: 1 seg.-24 horas.
- 3 memorias y 3 alarmas.
- Dimensiones: 65x10x86 mm. (Ancho x Fondo x Alto)



● 70004

### 70004 Reloj Avisador Digital

- Formato de bolsillo.
- Imán y soporte sobremesa.
- Pantalla LCD 49x21 mm.
- Funciones con alarmas:
  - Contador de 1 seg. a 24 horas.
  - Reloj: 24 horas.
  - Cronómetro: 1 seg. a 24 horas.
- 4 memorias y 4 alarmas.
- Dimensiones: 71x21x60 mm. (Ancho x Fondo x Alto)



● 70001

### 70001 Reloj Avisador de 60 minutos

- Alarma avisadora.
- De sobremesa o pared.
- 0-60 minutos.
- Dimensiones: 70x50x40 mm. (Ancho x Fondo x Alto)